


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd352/Slamf6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Du3

Numero articolo: CM0007633



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD352/SLAMF6 umano (membro 6 della famiglia SLAM), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva una banda a 24/37 kDa. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio CD352/SLAMF6
Note/Alias	KALI; NTBA; CD352; KALib; Ly108; NTB-A; SF2000; CD352/SLAMF6
Specie	Umano
GeneID	114836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-215 di CD352/SLAMF6 umano (NP_001171643.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q96DU3
Peso Proteico	24 kDa/37 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio