

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd353/Slamf8 Per Citometria A Flusso - Q9P0V8

Numero articolo: CM0010428



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro SLAMF8 umano (CD353, BLAME) per citometria a flusso. Esplora la segnalazione del recettore delle cellule B e l'impegno di lignaggio con materiali grezzi IVD affidabili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD353/SLAMF8 mAb
Note/Alias	BLAME; CD353; SBB142
Specie	Umano
Gene ID	56833
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-123 di CD353/SLAMF8 umano (NP_064510.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9P0V8
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio