


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd355/Crtam Per Citometria A Flusso - 095727

Numero articolo: CM0004345



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting CD355/CRTAM umano per citometria a flusso. Validato per campioni umani. Adatto per studi sull'attivazione delle cellule T, sulla differenziazione e sulla citotossicità delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano CD355/CRTAM mAb
Osservazioni/Alias	CD355
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	56253
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-287 del CD355/CRTAM umano (NP_062550.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	095727
Peso proteico	22kDa/44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio