

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd35/Cr1 (Mab Di Coniglio) Per If, Ihc, Elisa - P17927

Numero articolo: CM0004104



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio targeting CD35/CR1 umano (P17927). Validato per IF-P, IHC-P, mIHC e ELISA. Utile per studi sui recettori del complemento, clearance dei complessi immuni e ricerca sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CD35/CR1 mAb di coniglio
Note/Alias	KN; C3BR; C4BR; CD35; CD35/CR1
Specie	Umana
ID Gene	1378
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1940-2039 del CD35/CR1 umano (P17927)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P17927
Peso Proteico	224kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio