

Anticorpo Policlonale Anti-Cd35/Cr1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P17927

Numero articolo: CM0018688



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targettizza il CD35/CR1 umano (recettore C3b/C4b, P17927). Validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Utile per studi sulla via del complemento, clearance immunitaria e ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio CD35/CR1
Osservazioni/Alias	KN; C3BR; C4BR; CD35; CD35/CR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1378
GeneID	1378
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 420-550 del CD35/CD35/CR1 umano (NP_000642.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P17927
Peso proteico	224kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio