

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd36 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q08857

Numero articolo: CM0029031

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD36 di alta qualità, prodotto contro una proteina di fusione ricombinante, validato per WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reagisce con la CD36 di topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo degli acidi grassi, l'infiammazione e l'angiogenesi. SWISS: Q08857.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD36 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	FAT; GPIV; Scarb3
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	948
GeneID	12491
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-439 della CD36 di topo (NP_031669.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q08857
Peso proteico	53 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio