

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd36/Sr-B3 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P16671

Numero articolo: CM0005917



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-CD36/SR-B3 per la ricerca sul trasporto degli acidi grassi, la risposta infiammatoria e l'angiogenesi. Convalidato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con Uomo, Topo, Ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD36/SR-B3 Rabbit mAb
Note/Alias	FAT; GP4; GP3B; GPIV; CHDS7; PASIV; SCARB3; BDPLT10
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	948
ID gene	948
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-439 della CD36/SR-B3 umana (NP_000063.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P16671
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio