


## Anticorpo Monoclonale Anti-Cd38 ( ) Per Fc - P28907

Numero articolo: CM0008039



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD38 umano coniugato con , validato per citometria a flusso. Mir alla glicoproteina transmembrana multifunzionale CD38 (ADPRC1/cADPR1), coinvolta nella segnalazione del calcio e nell'adesione delle cellule immunitarie. Adatto per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Rabbit anti-Human CD38 mAb                                                                                                                           |
| Osservazioni/Alias  | ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1                                                                                                                              |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                |
| GeneID (Umano)      | 952                                                                                                                                                  |
| GeneID              | 952                                                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 del CD38 umano (NP_001766.2). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                                                |
| SWISS               | P28907                                                                                                                                               |
| Peso proteico       | 34kDa                                                                                                                                                |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                   |