


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd38 Per Citometria A Flusso - P28907

Numero articolo: CM0010441



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD38 umano, validato per la citometria a flusso. Adatto per studi sulla segnalazione mediata da CD38, la funzione delle cellule immunitarie e la regolazione metabolica. Reattività crociata: Umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human CD38 mAb
Note/Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; molecola CD38
Specie	Umano
GeneID (Umano)	952
GeneID	952
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 del CD38 umano (P28907).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P28907
Peso Proteico	13kDa/34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio