


Anticorpo Policlonale Anti-Cd38 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28907

Numero articolo: CM0019898



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD38 (pAb) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Human, Mouse, Rat. Targetizza l'ADP-ribosil ciclasi/idrolasi dell'ADP-ribosil cADP-ribosio 1 per la ricerca in immunologia e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD38 pAb di coniglio
Note/alias	ADPRC1; CADPR1; ADPRC 1; CD38
Specie	Human
ID gene (Human)	952
ID gene	952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 181-300 del CD38 umano (NP_001766.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Human, Mouse, Rat
SWISS	P28907
Peso della proteina	34kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante