

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd39/Entpd1 Per Fc, Elisa - P49961

Numero articolo: CM0009321

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro CD39/ENTPD1 umano, un'ectonucleotidasi che idrolizza ATP/ADP. Adatto per citometria a flusso (FC) ed ELISA, a supporto della ricerca sulla trombosi e sull'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD39/ENTPD1
Note/Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1; CD39/ENTPD1
Specie	Umana
ID del gene (umano)	953
ID del gene	953
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 255-442 della CD39/ENTPD1 umana (NP_001767.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P49961
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante