

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd3D Per Wb, If-P, Fc, Elisa - P04234

Numero articolo: CM0008410



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD3D ad alte prestazioni convalidato per Western blot, immunofluorescenza, citometria a flusso e ELISA. Riconosce la catena delta di CD3 da 19 kDa (P04234) coinvolta nella segnalazione del recettore delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	CD3D Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	T3D; IMD19; CD3DELTA; CD3-DELTA; CD3D
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	915
GeneID	915
Immunogeno	Peptide sintetico (amminoacidi 72-171 di CD3D umano, P04234)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, FC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P04234
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio