

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd3D Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04234

Numero articolo: CM0018477



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per CD3D umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva CD3D in campioni umani e di ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione delle cellule T e lo sviluppo di immunodosaggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CD3D Rabbit pAb
Note/Altri nomi	T3D, IMD19, CD3DELTA, CD3-DELTA, CD3D
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	915
GeneID	915
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-105 di CD3D umano (NP_000723.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Ratto
SWISS	P04234
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio