

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd3E Per Wb, Ihc, If, Elisa - P07766

Numero articolo: CM0002554

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la CD3E umana, validato per WB, IF, IHC ed ELISA. Fa parte del complesso TCR-CD3 essenziale per l'attivazione dei linfociti T. Reagisce in modo crociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CD3E Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E
Specie	Uomo
Gene ID	916
Immunogeno	Peptide Sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio