

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd3E Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07766

Numero articolo: CM0013011



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CD3E umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con CD3E di topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione del recettore delle cellule T, sull'immunità adattativa e sull'immunoncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo pAb di Coniglio contro l'Antigene CD3E
Note/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; Antigene CD3E
Specie	Umano
GeneID (umano)	916
GeneID	916
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 111-207 di CD3E umano (NP_000724.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio