

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd3E Per Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - P07766

Numero articolo: CM0021362



introduzione

CD3E Rabbit pAb è un anticorpo policlonale generato contro la catena epsilon CD3 umana (aa 1-126). Adatto per WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con Umano, Topo e Ratto. Ideale per studi sull'attivazione dei linfociti T e sull'immunità adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD3E Rabbit pAb
Note/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E
Specie	Umano
GeneID (umano)	916
GeneID	916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-126 di CD3E umano (NP_000724.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07766
Peso Molecolare Proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio