

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd3G Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09693

Numero articolo: CM0010022



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato alla catena gamma CD3 umana (CD3G). Validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del recettore delle cellule T, sull'immunità adattativa e sull'attivazione dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD3G
Note/Alias	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	917
ID Gene	917
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 23-116 di CD3G umano (NP_000064.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P09693
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio