

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd3G Per Wb - P09693

Numero articolo: CM0006237



introduzione

CD3G Rabbit mAb è un anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il CD3G umano (P09693). Adatto per applicazioni di WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA, con cross-reattività riportata nell'uomo e nel topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del recettore delle cellule T e sulla funzione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD3G Rabbit mAb
Note/Alias	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
Specie	Umano
GeneID (Umano)	917
GeneID	917
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo
SWISS	P09693
Peso Proteico	20 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio