

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd3G Per Wb, Elisa - P09693

Numero articolo: CM0019561



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il CD3G umano, adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Riconosce la catena gamma della glicoproteina CD3 di superficie delle cellule T, un componente chiave del complesso TCR-CD3 coinvolto nell'immunità adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD3G Rabbit pAb
Note/Alias	T3G; IMD17; CD3GAMMA; CD3-GAMMA; CD3G
Specie	Umana
ID del gene (umano)	917
ID del gene	917
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-116 del CD3G umano (NP_000064.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P09693
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante