

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd3H (Cd247) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P20963

Numero articolo: CM0002047



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio CD3H validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Mirato alla glicoproteina di superficie delle cellule T catena zeta CD3 (CD247). Adatto per la ricerca sulla segnalazione delle cellule T e l'immunità adattiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD3H Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	919
GeneID	919
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 50-164 del CD3H umano (NP_932170.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20963
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio