

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd3H Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P20963

Numero articolo: CM0024573



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CD3H umano (CD3 zeta, CD247) per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica e ELISA. Ha reazione crociata con topo e ratto. Si lega alla subunità di segnalazione TCR-CD3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD3H Rabbit pAb
Note/Altri nomi	T3Z; CD3H; CD3Q; CD3Z; TCRZ; IMD25; CD3ZETA; CD3-ZETA
Specie	Umana
GeneID (umano)	919
GeneID	919
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 50-164 di CD3H umano (NP_932170.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P20963
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio