


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd4 Per Citometria A Flusso - P01730

Numero articolo: CM0009694



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting CD4 umano (T4/Leu-3) per citometria a flusso. Reagisce con umano e cinomolgo. ~51 kDa. Ideale per l'immunofenotipazione delle cellule T helper e la ricerca sull'HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia CD4 mAb
Osservazioni/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	920
Gene ID	920
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD4 umano.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P01730
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio