


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd4 () Per Citometria A Flusso - P01730

Numero articolo: CM0005343



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il CD4 umano, coniugato al fluoroforo , convalidato per la citometria a flusso (FC) per rilevare le cellule T helper e altre cellule immunitarie CD4+.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano CD4 mAb
Osservazioni/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Umano
GeneID (Umano)	920
GeneID	920
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01730
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio