

Anticorpo Policlonale Anti-Cd4 Coniglio Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P01730

Numero articolo: CM0013529



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CD4 umano, mirante agli amminoacidi 26-200. Validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagisce crociatamente con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della risposta immunitaria delle cellule T e dell'interazione con l'HIV. Uniprot: P01730.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD4 pAb coniglio
Note/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	920
ID Gene	920
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-200 del CD4 umano (NP_000607.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P01730
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio