

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd4 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P06332

Numero articolo: CM0023821

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD4 (pAb) convalidato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; rileva CD4 umano e murino. Ideale per la ricerca su cellule T helper, macrofagi e cellule NK, inclusi studi sulla risposta immunitaria e sulla segnalazione del TCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-CD4
Annotazioni/Alias	L3T4; Ly-4; CD4
Specie	Topo
GeneID (Umano)	920
GeneID	12504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-394 della CD4 murina (NP_038516.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P06332
Peso proteico	51 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio