

Anti-Cd4 Rabbit Polymab® Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06332

Numero articolo: CM0009256

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD4 per Western blot, immunofluorescenza, immunochimica ed ELISA. Rileva CD4 umano, murino e di scimmia cinomolgo. Essenziale per la ricerca sulle cellule T helper e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD4 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	L3T4; Ly-4
Specie	Topo/Umano
GeneID (Umano)	12504/ 920
GeneID	12504
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Scimmia cinomolgo
SWISS	P06332
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio