


Anticorpo Policlonale Anti-Cd40 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P25942

Numero articolo: CM0015792



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CD40 umano (TNFRSF5). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle cellule B, la segnalazione immunitaria e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD40 Rabbit pAb
Note/alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Specie	Umana
GeneID (umano)	958
GeneID	958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-104 di CD40 (NP_001241.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P25942
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerata