


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd40 Per Wb Ed Elisa - P25942

Numero articolo: CM0006296



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD40 umano (TNFRSF5). Validato per WB ed ELISA. Rileva l'antigene di superficie delle cellule B CD40, un recettore immunitario chiave. Ideale per la ricerca sul cancro e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CD40 Rabbit mAb
Note/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Specie	Umano
GeneID (Umano)	958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-193 del CD40 umano. (NP_001241.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P25942
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio