


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd40 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25942

Numero articolo: CM0014477



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro il CD40 umano (TNFRSF5), validato per applicazioni WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Riconosce il CD40 umano e murino, adatto per studi sulle cellule B e sui carcinomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	CD40 Rabbit pAb
Note/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5; CD40
Specie	Umano
ID del gene (umano)	958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza compresa tra gli amminoacidi 198-277 del CD40 umano (NP_001241.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P25942
Peso della proteina	31kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio