


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd40L Per Wb E Elisa - P29965

Numero articolo: CM0017096



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega al CD40L (CD154) umano, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso il topo. Uno strumento affidabile per lo studio della co-stimolazione delle cellule T e dell'attivazione delle cellule B in applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD40L Coniglio pAb
Note/Alias	IGM; IMD3; TRAP; gp39; CD154; CD40L; HIGM1; T-BAM; TNFSF5; hCD40L
Specie	Umano
ID Gene	959
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 113-261 del CD40L umano (NP_000065.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P29965
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio