

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd41/Itga2B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08514

Numero articolo: CM0002153



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro CD41/ITGA2B umano (ITGA2B/GPIIb), 113 kDa, Swiss-Prot P08514. Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per studi di biologia delle piastrine e dell'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio CD41/ITGA2B
Osservazioni/Alias	GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B
Specie	Umano
GeneID (umano)	3674
GeneID	3674
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del CD41/ITGA2B umano (P08514).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08514
Peso proteico	113 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio