

## Anticorpo Policlonale Anti-Cd41/Itga2B Per If/Icc, Elisa - P08514

Numero articolo: CM0018340



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD41/ITGA2B validato per IF/ICC ed ELISA. Riconosce l'integrina alfa-IIb umana, un recettore di membrana piastrinico coinvolto nell'aggregazione. Ideale per la ricerca sulla trombosi e sull'ematologia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | CD41/ITGA2B pAb di coniglio                                                                                                                     |
| Note/Alias          | GT; GT1; GTA; CD41; GP2B; HPA3; CD41B; GPIIb; BDPLT2; BDPLT16; PPP1R93; CD41/ITGA2B                                                             |
| Specie              | Umana                                                                                                                                           |
| ID del gene (umano) | 3674                                                                                                                                            |
| ID del gene         | 3674                                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 160-260 della CD41/ITGA2B umana (NP_000410.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                           |
| Applicazione        | IF/ICC, ELISA                                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                                           |
| SWISS               | P08514                                                                                                                                          |
| Peso della proteina | 113 kDa                                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                              |