

Anticorpo Policlonale Anti-Cd42A Per Wb, Elisa - P14770

Numero articolo: CM0021459



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD42a umano (GPIX) per WB ed ELISA. Targetizza la glicoproteina piastrinica IX, coinvolta nell'adesione mediata dal vWF e nell'emostasi. Immunogeno ricombinante, 19 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD42a Rabbit pAb
Note/Alias	GPIX; CD42a
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2815
GeneID	2815
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-140 di CD42a umano (NP_000165.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P14770
Peso della proteina	19 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante