

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd42D (Gpv) Per Wb Ed Elisa - P40197

Numero articolo: CM0026416

introduzione

Questo pAb di coniglio anti-CD42d rileva GPV umano e murino per WB ed ELISA. GPV è un recettore piastrinico che media l'adesione dipendente da vWF, cruciale per la ricerca sull'emostasi e lo sviluppo IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio CD42d
Note/Alias	GPV; CD42d
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2814
ID Gene	2814
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-477 di CD42d umano (NP_004479.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P40197
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio