

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd43 Per Ihc-P Ed Elisa - P16150

Numero articolo: CM0011789

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio CD43 di alta qualità convalidato per IHC-P ed ELISA. Specifico per leucosialina umana, un regolatore chiave delle funzioni delle cellule T. Ideale per la ricerca immunologica e diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD43 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6693
Gene ID	6693
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del CD43 umano (NP_003114.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P16150
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio