

## Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Cd44 (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P16070

Numero articolo: CM0002028



### introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-CD44 validato KO per campioni umani. Ideale per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, FC ed ELISA. Riconosce l'antigene CD44, un recettore chiave nell'adesione cellulare, nella migrazione e nell'homing linfocitario. Immunogeno proteina di fusione ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | [Validato KO] CD44 Rabbit mAb                                                                                                                         |
| Annotazioni/Alias   | IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44                                |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                                  |
| GeneID (Uomo)       | 960                                                                                                                                                   |
| GeneID              | 960                                                                                                                                                   |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-178 della CD44 umana (NP_000601.3) |
| Origine             | Rabbit                                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA                                                                                                                          |
| Reattività crociata | Uomo                                                                                                                                                  |
| SWISS               | P16070                                                                                                                                                |
| Peso proteico       | 82kDa                                                                                                                                                 |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                                 |