


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd44 Per Citometria A Flusso - P15379

Numero articolo: CM0011675



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD44 di topo (Ly-24/Pgp-1). Adatto per la citometria a flusso. Reagisce con il topo. Peso molecolare target: 85 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD44 di topo
Note/alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Specie	Topo
ID del gene (umano)	960
ID del gene	12505
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-176 del CD44 di topo (NP_033981.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P15379
Peso della proteina	85 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante