


Anticorpo Policlonale Anti-Cd44 Per Wb, Elisa - P16070

Numero articolo: CM0012988



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD44 umano per WB e ELISA. Rileva una proteina di 82 kDa, ha reazione crociata con il topo. Immunogeno ricombinante. Adatto per ricerche sull'adesione cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD44 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	960
ID gene	960
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P16070
Peso proteico	82 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio