


Anticorpo Policlonale Anti-Cd44 (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16070

Numero articolo: CM0014875



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit per CD44 di alta qualità (validato KO) per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Riconosce CD44 umano e di topo, un recettore chiave di adesione cellulare nella ricerca sul cancro e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] CD44 Rabbit pAb
Note/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; 44
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	960
GeneID	960
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-178 della CD44 umana (NP_000601.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P16070
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio