

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd44 Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P15379

Numero articolo: CM0007275



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD44 ad alte prestazioni validato per WB, IF/ICC, FC ed ELISA. Rileva il CD44 murino, un recettore chiave per l'adesione cellulare, la migrazione e l'homing dei linfociti T. Ideale per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD44
Note/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES; CD44
Specie	Topo
GeneID (Umano)	960
GeneID	12505
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-176 del CD44 murino (NP_033981.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P15379
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio