

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd44 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16070

Numero articolo: CM0006514



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD44 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Adatto per studiare l'adesione cellulare, la migrazione e l'homing dei linfociti. Reagisce con il CD44 umano; immunogeno ricombinante che copre gli amminoacidi 20-178.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD44
Note/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1; CD44
Specie	Umano
GeneID (umano)	960
GeneID	960
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-178 del CD44 umano (NP_000601.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P16070
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio