


Anti-Cd44 Rabbit Polymab® - P15379

Numero articolo: CM0010480



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato al CD44 del topo (Swiss P15379). Convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Riconosce una glicoproteina di 40-86 kDa coinvolta nell'adesione cellulare e nell'homing dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD44 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Specie	Topo
GeneID (Umano)	960
GeneID	12505
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15379
Peso Proteico	40-86 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio