


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd45 Per Wb, Ihc-P, Mihc, Elisa - P08575

Numero articolo: CM0004253



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD45 umano (LCA, T200), adatto per Western blot, immunohistochemistry, IHC multiplex e ELISA. Validato per il rilevamento dell'antigene leucocitario comune per uso nella ricerca e nella diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD45 Rabbit mAb
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 194-390 del CD45 umano (NP_002829.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, mIHC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08575
Peso proteico	147kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio