

Anticorpo Policlonale Anti-Cd45 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08575

Numero articolo: CM0019503



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CD45 umano (LCA, T200), validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'attivazione dei linfociti T e sui leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD45 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 194-390 del CD45 umano (NP_002829.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08575
Peso Proteico	147 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio