

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd45 Per If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa - P06800

Numero articolo: CM0007276

introduzione

CamelBio offre anticorpi monoclonali coniglio anti-CD45, validati per campioni di topo in applicazioni IF/ICC, IHC-P, FC ed ELISA. L'immunogeno ricombinante ha come target la proteina CD45 da 145 kDa (P06800).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD45 mAb coniglio
Note/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4; CD45
Specie	Mouse
ID Gene (Umano)	5788
ID Gene	19264
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-566 del CD45 murino (NP_001104786.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, IF-F, IHC-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P06800
Peso proteico	145KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio