


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd45 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08575

Numero articolo: CM0005809



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio CD45 (PTPRC) convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Bersaglia la fosfatasi proteica tirosinica di tipo recettoriale C umana, essenziale per l'attivazione delle cellule T e la funzione dei leucociti. Adatto per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD45 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5788
Gene ID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 194-390 del CD45 umano (NP_002829.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08575
Peso proteico	147kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio