

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd45 Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P08575

Numero articolo: CM0016545



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CD45 umano (LCA, B220, LY5). Adatto per WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA; presenta reattività crociata con umano, topo e ratto. Ideale per l'attivazione delle cellule T, l'immunologia e la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD45 Rabbit pAb
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Uomo
ID genico (umano)	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 611-730 del CD45 umano (NP_002829.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P08575
Peso della proteina	147 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante