

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd45Ra Per Ihc-P, Elisa - P08575-8

Numero articolo: CM0006825

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato al CD45RA umano (isoforma 6, PTPRC). Validato per applicazioni IHC-P ed ELISA; adatto per la ricerca sugli antigeni leucocitari e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | mAb di coniglio anti-CD45RA                                                                                                 |
| Osservazioni/Alias    | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RA                                                              |
| Specie                | Umano                                                                                                                       |
| ID Gene (Umano)       | 5788                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-482 del CD45RA umano (P08575-8) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                                       |
| Applicazione          | IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Reattività incrociata | Umano                                                                                                                       |
| SWISS                 | P08575-8                                                                                                                    |
| Peso proteico         | 138kDa                                                                                                                      |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                           |