

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd45Rb Per Wb - P08575-9

Numero articolo: CM0008294

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD45RB umano, validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC ed ELISA. Rileva specificamente l'isoforma 7 della proteina tirosina fosfatasi C di tipo recettoriale (CD45RB). Ideale per la citometria a flusso e l'immunoistochimica in applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD45RB
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB
Specie	Umano
GeneID (umano)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08575-9
Peso della proteina	135 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante