

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd45Rb Per Wb, If, Elisa - P08575-9

Numero articolo: CM0022439

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al CD45RB umano (isoforma 7 di PTPRC), adatto per WB, IF ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per l'immunorilevamento dell'antigene comune dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD45RB pAb coniglio
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105; CD45RB
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5788
Gene ID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-463 del CD45RB umano (XP_006711537.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08575-9
Peso proteico	135kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio